

CARDIOLINE

Entra en el mundo Cardioline

Walk 200b


Registrador para la medición de la tensión arterial ambulatoria (MAPA)



- Compatible con el software de lectura y análisis Cardioline CubeABPM.
 - Fácil de usar, ligero y compacto para maximizar la comodidad del paciente. Tamaño compacto y bomba silenciosa.
 - Algoritmo de autoadaptación para el control de inflado del manguito.
 - Práctica pantalla LCD para visualizar los valores medidos y los mensajes de servicio (la función se puede desactivar a través del software)
 - Capacidad para informar manualmente eventos como el comienzo / final del sueño o una actividad estresante particular
-
- Registrador de monitorización de la presión arterial hasta 24 horas, disponible con conectividad Bluetooth o con cable USB

Características Técnicas

Método de adquisición	Oscilométrico
Intervalo de valores de la presión:	Sistólica de 60 a 290 mmHg
Intervalo de frecuencia	Diastólica de 30 a 195 mmHg
Intervalo de medición	de 30 a 240 latidos al minuto
Protocolo de medición	0,1,2,4,5,6,12 o hasta 30 mediciones a la hora
Capacidad de memoria	2 grupos de intervalos modificables
Conectividad	300 mediciones
Dimensiones y peso	Bluetooth (clase I/ 100m)
	USB
	128 x 75 x 30 mm 240 g batería incluida



Uso **autónomo**: los exámenes se pueden descargar desde las grabadoras al sistema CubeABPM a través de Bluetooth o mediante un cable USB para analizarlos, informarlos y archivarlos.

Aplicaciones de **TeleHealthcare**:
Los exámenes se pueden descargar de las grabadoras y enviarlos a Cardioline WebApp MAPA para análisis e informes remotos

