



# RBP-100

Tensiómetro automático

El Riester **RBP-100** es un tensiómetro digital profesional, versátil, de calidad clínica y repleto de funciones.



# Precisión de confianza

Los tensiómetros automáticos Riester han sido validados clínicamente de acuerdo con las normas BIHS, ESH y AAMI y cuentan con 2 años de garantía.



La tecnología Riester de calidad clínica marca la diferencia. Los tensiómetros automáticos fabricados por Riester ofrecen la máxima precisión y las lecturas más rápidas.

## RBP-100

Tubo de aire de 2,5 m con conector metálico  
Batería NiMH, 4,8 V, 2400 mAh  
Adaptador CA/CC 7,5 V, 1,5 A (UE, EE. UU., R. U., AU)

### Todas las versiones incluyen:

- 2 manguitos: manguito suave M y L-XL sin anillo en D
- Conector rápido de plástico
- Cada manguito de tensión arterial incluye un tubo de aire de 30 cm
- Cesta: pequeña, de plástico
- Instrucciones de uso



# RBP-100

## Tensiómetro pequeño, ligero y práctico para uso clínico

- › Monitor NIBP de máxima calidad y calidad clínica aprobado por la validación BIHS
- › Detección de arritmias y validación clínica para pacientes con dolencias especiales como hipertensión, hipotensión, diabetes, embarazo, preeclampsia, arteriosclerosis, enfermedad renal terminal, obesidad, ancianos y niños mayores de 3 años
- › Peso reducido: práctico tensiómetro de 510 g para uso clínico
- › LCD de 4" de fácil lectura, para un manejo sencillo con una sola pulsación
- › Memoria: capacidad para 210 lecturas
- › Panel de visualización con la clasificación de valores de tensión arterial de la OMS (codificada por colores)
- › Batería interna recargable (4 pilas NiMH AA) que permite 1000 mediciones cuando está completamente cargada
- › Se necesitan 6 horas para una carga completa
- › Modo de espera parcial (apagado de la iluminación de fondo tras 10 segundos)
- › Cesta de almacenamiento en la parte posterior para escritorio, uso móvil y para versión de montaje en pared. Se puede fijar una cesta adicional opcional a la barra del soporte móvil
- › 2 años de garantía

### MODELO DE PARED



### MODELO DE ESCRITORIO



### MODELO DE RAÍL



### MODELO MÓVIL



### Accesorios

Cesta pequeña para soporte móvil  
25 x 9 x 20 cm

**N.º 10392**

Cesta grande para soporte móvil  
23 x 23 x 25 cm

**N.º 10393**

# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modos	
<b>Modo oscilométrico:</b>	Lecturas rápidas, normalmente de 30 a 40 segundos
<b>Modo auscultatorio:</b>	Con autodesinflado (3 mmHg/s); proporciona una medición consistente de la presión arterial del paciente y permite a los médicos verificar las lecturas automatizadas sin necesidad de retirar el manguito
<b>Modo promedio:</b>	<p>Agrega automáticamente 3 lecturas para ofrecer a los médicos unos resultados de medición más objetivos y ayuda a reducir las lecturas elevadas debidas al efecto "bata blanca"</p> <p><b>Ajustes de intervalo posibles en modo promedio: 15, 30, 45 y 60 segundos</b></p>
Intervalo de medición de la presión arterial y el pulso	
<b>Sistólica:</b>	60-255 mmHg
<b>Diastólica:</b>	30-200 mmHg
<b>Presión arterial media:</b>	40-200 mmHg
<b>Ritmo cardiaco:</b>	40-200 ppm
<b>Longitud del tubo de tensión arterial:</b>	280 cm
Manguitos sin látex incluidos	
<b>Manguito grande de adulto:</b>	Tallas L-XL, 32-52 cm
<b>Manguito de adulto:</b>	Talla M, 22-32 cm
<b>Manguito para niños (opcional):</b>	Talla S, 14-22 cm
Gestión de la alimentación	
<b>Compatibilidad internacional:</b>	Los enchufes intercambiables específicos de cada país se incluyen en la entrega estándar de cada versión
<b>Alimentación alternativa:</b>	Adaptador CA/CC, 7,5 V / 1,5 A
<b>Limpieza</b>	Paño suave con un pulverizador desinfectante suave de uso médico
<b>Peso</b>	práctico tensiómetro de 510 g para uso clínico

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

1740	RBP-100 modelo de escritorio
1741	RBP-100 modelo móvil
1742	RBP-100 modelo de pared
1743	RBP-100 modelo de raíl



**N.º 162**  
manguito de velcro (niño) con conector,  
1 tubo, sin látex para **RBP-100**  
(Pequeño: 14-22 cm)



**N.º 163**  
Manguito de velcro (adulto) con conector,  
1 tubo, sin látex para **RBP-100**  
(Medio: 22-32 cm)



**N.º 164**  
Manguito de velcro (grande, adulto) con conector,  
1 tubo, sin látex para **RBP-100**  
(grande / extragrande: 32-52 cm)

99692 Rev. A 2023-11-16

Para más información, visite [riester.de](https://riester.de)