



GMI, Compartir Global

G3C

Monitor multiparamétrico

www.szmedtech.com



Monitor multiparamétrico

Características

- Pantalla: 10.4" TFT LCD con 8-forma de onda simultáneas.
- Método de medición de respiración por impedancia en electrodos de ECGo tubo nasal doble.
- Diseño ergonómico con manija de transporte plegable para un fácil traslado.
- Sistema operativo multilinguaje seleccionables en: Español, Inglés, portugués, polaco, francés, chino, etc.
- Interfase de usuario muy fácil de utilizar con menús del tipo "pop-up" muy simples y amigables.
- Diseñado en bajo consumo de potencia con modo de espera, y baterías de larga duración con una autonomía superior a 2 horas.
- Medición rápida y precisa de presión arterial no invasiva(PNI).
- Medición del Spo2 en baja perfusión con la mas avanzada tecnología digital.
- Gran capacidad de almacenamiento de tendencias históricas de hasta 360 horas.
- Cálculo de concentración del fármaco, detección y análisis del segmento ST y análisis de arritmias.
- Cinco tipos de formatos fijos de visualización disponibles incluyendo diagrama de OxyCRG, hasta 7ondas ECG de forma simultánea, opción de letras grandes para una fácil visualización,Cinco tipos de formatos de visualización totalmente personalizables a configurar y restaurar por el usuario.
- El dispositivo cuenta con una alarma configurable tanto auditiva como visual.
- Destinado a uso hospitalario, emergencias, cuidados pre y post operatorios, uso en quirófano, sala de partos, terapia intensiva, Unidad coronaria, terapia intermedia, y otros procedimientos especiales entrahospitarios y extrahospitarios.
- Conexión WAN para la comunicación con el sistema de central de monitores seguimientos de diagnóstico a distancia. Mantenimiento y actualización de software disponibles.
- Función opcional de impresión de datos, ondas, tables y gráficos de tendencias estadísticas.

Especificaciones

ECG Entrada: ECG cable de 3/5 puntas. Selección de derivaciones: I, II, III/I, II,III, aVR, aVL, aVF, V. Selección de ganancia: 1/4, 1/2, 1, 2, 4 Velocidad de barrido: 6.25, 12.5, 25, 50 Rango de Frec. Cardíaca: 1.5-300BPM Exactitud de Frec.Cardíaca: 1% calibración 1mV	Gases anestésicos(opcional) Método: absorción infrarroja Gas: Co2, N2O, Des, Iso, Enf, sev, Hal, O2 Rango de medición: Co2: 0-30% N2O: 0-105% O2: 0-105% Enf, Iso, Hal: 0-30% sev: 0-30% Des: 0-30% Datos de salida: FI y ET Detección de mezcla de agentes	ETCO2(opcional) main/sidestream Rango de medición: 0-150mmHg(0-19.7% 0-20kpa) Presición: +/-2mmHg Frecuencia respiratoria: 0-150ppm Presición: +/-1ppm
SPO2 Tipo de medición: forma de onda y valores numéricos Spo2 Rango: 0—100% Presición: 1% Medición de rango de pulso: 30-250BPM Presición: +/-1 bpm	Respiración Impedancia torácica y tubo nasal doble seleccionables Rango de medida: 0-120ppm Presición: +/-1ppm Resolución: 1ppm	Presión Invasiva(opcional) Rango de medición: -1.3~40KPA(-10~300mmHg) Canal: 2 canales Sensibilidad del transductor: 5MVV/mmHg Unidad de pantalla: Kpa o mmHg
Pni(Presión no invasiva) Funcionamiento: Método oscilométrico Tipo de medición: Adulto, pediátrico y neonatal. Parámetros de medición: Sistólica, diastolica,media Método de medición: manual, automático, continuo Unidad: mmHg/kPa, seleccionables Presición: +/-2 o 3mmHg	Temperatura Rango de medición: 25.0-45.0 °C Exactitud: ± 0.1 °C Resolución: 0.1 °C Tiempo de responder: ≤ 3 minutos	Gasto cardíaco(opcional) Rango de medición:CO: 0.1-20.0L/min TB: 23/43 °C TI: 0-27 °C Resolución: CO: 0.1L/min TI:0.1 °C TB: 0.1 °C Exactitud: CO: ±0.2 L/min o ±5% TB: 0.2 °C TI:0.2 °C Parámetro de salida: Cálculo hemodinámico
Requisitos de potencia Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz		

General Meditech, Inc.

Add: South Office 4/F, Kezhi Rd. No.1st. West, Science Park, Shenzhen, Guangdong P.R.China PO: 518057
 Tel: +86-755-26500832 26615545 Fax: +86-755-26546285
 Website: www.szmedtech.com E-mail: sales@szmedtech.com

Service Hotline

400-6111-903

