

Podoscopio de metacrilato color led -



Descripción del producto y características

El **podoscopio de metacrilato color led** se trata de un aparato que sirve para estudiar las huellas estáticas a través de un espejo y una iluminación tangencial con iluminación LED. Tiene un control motor destinado a elegir el color de la luz Led y, también, está diseñado para soportar cargas estáticas.

Características técnicas:

- Material: Base de led
- Espejo de captación de huella: Base policarbonato (no cristal)
- Dimensiones del equipo: 470 X 470 X 110 mm
- Peso: 8.9000 kg.
- Contenido: 1 ud
- Producto ideal para su limpieza: AcrilNet limpiador universal