

## SET PARA CRICOTIROIDOTOMÍA



### CARACTERÍSTICAS

PaCric es un nuevo set diseñado para casos en los que no es posible intubar. Basado en las directrices de la Asociación de Vías Aéreas Difíciles de 2015 (DAS 2015).

Set diseñado para un uso rápido, seguro y fácil.

Contenido del Set:

- Bisturí nº 10
- Bougie (con guía de marca: 10 cm, 15 cm, 20cm, 25cm)
- Tubo de traqueotomía (con manguito-20) especial adaptable en longitud hasta 15 cm., calibre ID=6.0 OD=8.2
- Jeringa de 10 ml.
- Cinta para fijación
- Guía de uso paso a paso con imágenes sencillas de interpretar.

30-0001

Set PaCric estéril

30-0001N

Set PaCric para formación no estéril