

**NUEVO
PRODUCTO**

HEXAGON CHEST SEAL



Héxagon Chest Seal ® es un sello torácico no oclusivo y ventilado, diseñado para cubrir una herida torácica penetrante. El apósito tiene un mecanismo de válvula de bajo perfil, construido con un material fino pero resistente, que es único para garantizar que el aire atrapado pueda salir de la cavidad pleural, sin ser arrastrado de nuevo a la herida. El uso de este sello torácico diseñado por expertos ayuda a minimizar las posibilidades de colapso pulmonar, a la vez que favorece la reinflación de los pulmones. Fabricado con un hidrogel altamente adhesivo y resistente, el Héxagon® es fuerte, duradero y puede adherirse a todo tipo de pieles durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de ser altamente adhesivo, este sello torácico sigue siendo extremadamente flexible y puede moldearse a diversas formas del cuerpo de los pacientes.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido, fácil e intuitivo de aplicar.
- La base de hidrogel patentada permite que el sello torácico se adhiera a la sangre, el sudor y el pelo.
- 6 grandes aberturas periféricas permiten el drenaje de aire y sangre.
- El gran orificio central en el material de la base permite una colocación rápida y precisa con un riesgo reducido de obstruir la apertura de la herida.
- Perfil bajo y altamente flexible, lo que significa que el sello torácico puede adherirse a los contornos del cuerpo de los pacientes.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: diametro 18,5 cm con forma hexagonal. (dimensiones del paquete: 10 cm x 15 cm)

Peso: 70gr.

Vida til: 5 años

H5000-4001N

Parche tor cico Hexagon Chest Seal