

## Torniquete

**CAT GEN 7**

- Premio de uno de los "Diez Mejores Inventos" del ejército de los EE.UU. 100% efectivo en ocluir el flujo de sangre de extremidades superiores e inferiores.
- El torniquete C-A-T (Combat Application Tourniquet) está probado en el campo de batalla.
- Torniquete de molinete de uso real a una sola mano con una banda corrediza interna para la aplicación de presión circunferencial, extremadamente eficaz sobre las extremidades comprometidas por trauma permanente.
- Su exclusivo sistema de doble gancho de sujeción y asa y su uso efectivo en su aplicación agrega una mayor seguridad. El C-A-T es el torniquete preferido del Ejército de los EE.UU y considerado el más fiable por el personal de policía y los profesionales de los servicios médicos de emergencia en todo el mundo para controlar las hemorragias de los heridos de combate y los pacientes con heridas traumáticas.
- Gancho mejorado que mantiene el molinete firmemente sujetado durante las evaluaciones.
- Se puede aplicar a las extremidades atrapadas.
- Asequible, liviano y resistente que se puede aplicar fácilmente con una sola mano.
- Requiere un espacio mínimo.
- Diseñado para ser utilizado en toda condición climática.
- Torniquete oficial del Ejército de los EE.UU y presente en todas las de Infantería de Marina de los EE.UU.
- Varilla de molinete de un material compuesto 2X más resistente.
- De mayor diámetro y un mayor agarre.
- Clip de molinete reforzado para seguridad adicional.
- Etiqueta de seguridad con espacio para registrar la hora de la aplicación.
- Garantía de calidad de la tecnología exclusiva de Red Tip Technology™
- Científicamente demostrado de ser 100% efectivo para ocluir el flujo de sangre en extremidades superiores o inferiores.

**Medidas:** • Envasado: 16,5cm x 6cm x 3,8cm • Extendido: 83,8cm • Peso: 76,5 gr. C

**PS-CATG7-N.** Torniquete CAT GEN 7 negro

**PS-CATG7-AZUL.** Torniquete CAT GEN 7 azul

**PS-CATG7-O.** Torniquete CAT GEN 7 naranja



**PS-CATG7-N**



**PS-CATG7-AZUL**



**PS-CATG7-O**

## Torniquete **TMT**

- Verdadera aplicación con una sola mano para las extremidades superiores e inferiores en 30 segundos o menos
- Banda más ancha para oclusión a menor presión y mayor comodidad.
- Mecanismo de doble bloqueo para evitar el deslizamiento y la pérdida de presión.
- La firma audible "clic" identifica que la barra de torsión está segura.
- Materiales avanzados con protección IRY UV.
- Protección UV integrada para una mayor durabilidad.
- Se adapta a diferentes circunferencias de las extremidades: 5-3/4" min. 38" máx.
- Está recomendado por el comité CoTCCC.

**PDF187.** Torniquete TMT



**PDF180**



**PDF181**

## Torniquete **FULL STOP**

- Puede permanecer seguro húmedo o seco.
- Es muy portátil.
- Se puede aplicar a una variedad de circunferencia de diferentes tamaños.
- Se puede aplicar con una sola mano.
- Pestaña dedicada para anotar el momento de la aplicación.
- Se puede deslizar o enganchar en la extremidad.
- Diseñado de un material elástico que se autoadhiere sobre si mismo y permite su aplicación de forma segura, sin riesgo de que disminuya la presión.
- Alternativa muy económica en comparación con otros torniquetes del mercado.

**PDF180.** Torniquete Full Stop negro

**PDF181.** Torniquete Full Stop amarillo

## Torniquete **SWAT**

El torniquete SWAT-T™, parte del equipo médico MARCH™ de Combat Medical Systems, fue diseñado específicamente para equipos de armas y tácticas especiales militares y civiles, pero también tiene beneficios en todas las áreas de atención prehospitalaria. Su nombre indica la descripción para su uso: estirar, envolver y plegar.

**PDF165.** Torniquete elástico Swat negro

**PDF166.** Torniquete elástico Swat naranja



**PDF166**



**PDF165**