


exacta®



Este clásico esfigmomanómetro de 2 tubos ha sido mejorado y reducido en peso. Esfigmomanómetro de precisión de alta calidad – modelo de 2 tubos con carcasa metálica lacada en negro.

- ▶ Abrazadera metálica de acero inoxidable para sujetar el manómetro al brazalete
- ▶ Válvula de liberación de aire de precisión con ajuste fino, sin desgaste
- ▶ Microfiltro que protege la válvula de liberación de aire y el sistema de medición
- ▶ Diseñado para una mejor legibilidad de los valores
- ▶ Pera de látex para inflar el brazalete
- ▶ Escala lineal Ø 49 mm de 0 a 300 mmHg
- ▶ Tolerancia máxima de error ± 3 mmHg
- ▶ Suministrado en estuche de vinilo con cremallera
- ▶ Amplia selección de tamaños de brazalete
- ▶ Aprobado por la British and Irish Hypertension Society (BIHS)
- ▶ Versiones sin látex disponibles – pedir añadiendo “LF” antes del número de artículo (p. ej., LF1350)

1350-100	exacta® manómetro sin brazalete
1350	exacta®, brazalete con velcro (adulto)
1350-130	exacta®, brazalete con velcro (niño)
1350-123	exacta®, brazalete con velcro (adulto grande)

Visite riester.de para más información