



Esfigmomanómetro aneróide portátil, de mano y tamaño compacto, con válvula de liberación de aire centrada que permite el uso con la mano izquierda o derecha. El control preciso con la yema de los dedos es ideal para la automedición – disponible versión con estetoscopio integrado. Disponible en dos colores – gris pizarra y azul – con una amplia selección de tamaños de brazaletes.

- Conexión de tubo por inserción en la parte superior del manómetro para una medición de presión arterial sin obstáculos
- Pera sin látex para insuflar el brazalete
- Válvula de liberación de presión de precisión, regulable finamente con presión del dedo, sin desgaste
- Amplia selección de brazaletes de un solo tubo en diferentes tamaños y versiones
- Disponible versión con estetoscopio integrado
- Escala lineal Ø 64 mm de 0 a 300 mmHg
- Tolerancia máxima de error  $\pm 3$  mmHg
- Microfiltro para mayor durabilidad
- Suministrado en una bolsa acolchada de nailon con cremallera
- Membranas de cobre-berilio especialmente endurecidas, prácticamente sin desgaste
- Brazalete con práctica correa de paso
- Aprobado por la British and Irish Hypertension Society (BIHS)

1512-100	ri-san® manómetro, gris pizarra, sin brazalete	1517-100	ri-san® manómetro, azul, sin brazalete
1512	ri-san® gris pizarra, brazalete con velcro (adulto)	1517	ri-san® azul, brazalete con velcro (adulto)
1512-122	ri-san® gris pizarra, brazalete con velcro (adulto grande)	1517-122	ri-san® azul, brazalete con velcro (adulto grande)
1512-129	ri-san® gris pizarra, brazalete con velcro (niño)	1517-129	ri-san® azul, brazalete con velcro (niño)
1444-141	ri-san® gris pizarra, 1 tubo con estetoscopio, brazalete con velcro (adulto), correa de paso (D-ring)	1443-141	ri-san® azul, 1 tubo con estetoscopio, brazalete con velcro (adulto), correa de paso (D-ring)

Hay más artículos disponibles. Por favor, contacte con su distribuidor Riester para más información.

Visite [riester.de](http://riester.de) para más información