

# precisa® N shock-proof

Esfigmomanómetro anerode resistente a los golpes



Esfigmomanómetro anerode portátil y de mano con tecnología resistente a golpes, conforme a la norma DIN EN 81060-1. El esfigmomanómetro anerode **precisa® N shock-proof** a prueba de golpes ha sido probado para resistir caídas desde 1 m, garantizando que mantenga su precisión incluso tras un impacto.

- Válvula de liberación de aire de precisión con ajuste fino, sin desgaste
- Microfiltro que protege la válvula de liberación de aire y el sistema de medición
- Mango ergonómico tipo cuchara de acero inoxidable
- Escala lineal inclinada de aluminio Ø 63 mm, rango de 0 a 300 mmHg (fácil lectura)
- Libre de látex
- Base de válvula metálica
- Suministrado en estuche de vinilo con cremallera
- Aprobado por la British and Irish Hypertension Society (BIHS)
- Resistente a golpes según DIN EN 81060-1
- Resistente a caídas desde una altura de 1 m [39,37 pulgadas]

1364-100	precisa® N <b>shock-proof</b> , resistente a los golpes, 1 tubo sin brazaletes
1364-122	precisa® N <b>shock-proof</b> , resistente a los golpes, 1 tubo, brazaletes con velcro (adulto grande)
1364-107	precisa® N <b>shock-proof</b> , resistente a los golpes, 1 tubo, brazaletes con velcro (adulto)
1364-129	precisa® N <b>shock-proof</b> , resistente a los golpes, 1 tubo, brazaletes con velcro (niños)
1364-150	precisa® N <b>shock-proof</b> , resistente a los golpes, 1 tubo, brazaletes de una sola pieza desinfectable (adulto)
1364	babyphon®, set precisa® N <b>shock-proof</b> , resistente a los golpes, 1 tubo, 3 brazaletes (niño, lactante y recién nacido)

Visite [riester.de](http://riester.de) para más información