



TERMÓMETRO INFRARROJO JPD-FR202

**Elimina la contaminación cruzada
Higiénico y fácil de usar**

El nuevo termómetro sin contacto **JPD-FR202** proporciona comodidad, precisión e higiene al tomar la temperatura a distancia, sin necesidad de ningún contacto físico.

El termómetro infrarrojo **JPD-FR202** está diseñado para la medición intermitente y el monitoreo de la temperatura en la frente del ser humano, en el hogar, clínicas y hospitales.

Dos modos para tomar la temperatura: Frente y Superficie.

Con solo presionar un botón, el **JPD-FR202** toma la temperatura de una persona y la muestra en la pantalla, de manera instantánea y en dos colores diferentes para una mejor identificación de la fiebre.



Verde: normal **Rojo:** fiebre



Características:

Responde de manera instantánea: en **1 segundo**

Distancia medición: **1 a 5cm.**

Gran pantalla LCD retroiluminada: 2 colores: verde (normal), roja (fiebre)

Fácil de cambiar °C a °F

Sonido de alarma (se puede anular)

20 grupos de memoria

Auto apagado si no se usa en 10sg

Indicador de batería baja

Alimentación: 2 baterías 1.5v AAA - DC 3.0V

Rango temperatura frente: 34,9°C a 42.2°C

Rango temperatura objeto: 0,0°C a 100°C

Precisión: $\pm 0,2$ °C

Alarma de fiebre > 37.8°C y <42.9°C

Resolución: 0,1°C

Entorno operativo: 10°C a 40°C / 15% a 95% humedad

