



RUSSEL

PNEUMOFIX

El uso previsto del Russel PneumoFix™ 8 es el tratamiento del neumotórax a tensión, simple neumotórax y derrame pleural. La Russell PneumoFix™ 8 es una aguja de descompresión estéril compuesto por una aguja con punta de Veress insertada a través de un catéter de 8 cm, con liberación de baja presión. La punta de Veress y el dispositivo indicador ayudan a una inserción segura con un riesgo mínimo de lesiones del pulmón subyacente, mientras que la válvula de liberación de baja presión permite la liberación del neumotórax a tensión con un potencial mínimo de reingreso de aire posterior. El catéter contiene sulfato de bario (20%) que permite que el catéter sea visible durante la radiografía.

Incluye:

- Punta de Veress y dispositivo indicador para ayudar a una inserción segura con un riesgo mínimo de lesiones pulmonares subyacentes.
- Válvula de liberación de baja presión para permitir la liberación de neumotórax a tensión, con potencial mínimo de la posterior reentrada de aire.
- Calibre 14 para ventilación rápida.
- Catéter de 8 cm diseñado para tener un riesgo mínimo de retorcimiento.
- Marcas de profundidad impresas en la superficie.
- Radiopaco para ser visto en imágenes de rayos X.
- Agujeros en la punta del catéter para maximizar la capacidad de drenaje y minimizar la oclusión de la punta.
- Producto de un solo uso.

PDF109. Russel Pneumofix