


MS4971

BÁSCULA DE COLUMNA CON TALLÍMETRO



Pantalla LCD de 1,4"



Nivel de burbuja



Tapete antideslizante



Ruedas giratorias para movilidad y pies ajustables

La báscula electrónica de columna MS4971 cuenta con una estructura robusta que garantiza un rendimiento duradero, un indicador de nivel de burbuja para asegurar su correcta instalación y patas de goma ajustables para facilitar el nivelado. **Incorpora de serie el tallímetro HM201M** y dispone de ruedas que permiten su fácil transporte, almacenamiento y reubicación. Además, ofrece la posibilidad de enviar datos a un PC o impresora térmica.

Funciones

- Tara
- Hold
- Imprimir
- IMC (Índice de Masa Corporal)
- BSA (Área de Superficie Corporal)

Características

Pantalla	Indicador modelo DP4600 Pantalla LCD 1,4"
Capacidad	300 kg
División	100 g
Dimensiones totales	360 x 440 x 970 mm
Dimensiones plataforma	360 x 310 x 70 mm
Dimensiones altura columna	850 mm
Tallímetro	HM201M (60-210cms)
Transmisión de datos	USB
Alimentación	6 Pilas AA / Adaptador de corriente
Peso	8,1 kg

Accesorios opcionales

10073	Impresora térmica	TP2100 (USB)
-------	-------------------	--------------



Tallímetro mecánico
HM201M (60-210 mm)

VERSATILIDAD

El tallímetro se puede instalar de serie tanto en el lateral como en el frontal de la báscula, según los requisitos del espacio o las preferencias de uso.

Cód. 10084

CE
2460

CE

M 25

Clase III