

Estabilizador Pélvico T-PODC

Ref. TPODC



La faja pélvica T-PODC de Pyng Medical es un dispositivo efectivo para tratar el trauma pélvico, el dolor y la pérdida de sangre, disminuyendo la morbilidad de estas lesiones.

Con su mecanismo patentado de ajuste circunferencial la T-POD es el único dispositivo de fijación externa que ha demostrado en estudios clínicos independientes ser un equivalente a los procedimientos quirúrgicos a la hora de lograr estabilizar la pelvis.

Ventajas de Producto

- **Eficiencia:** El Sistema de Poleas hace que sea sencilla su oclusión circunferencial con una mano y sin esfuerzo a la vez de asegurar una compresión simultánea y circunferencial perfecta en la región pélvica
- **Rápido:** Sus Sistema de Poleas y su tira permite estabilizar la pelvis en segundos
- **Compatible:** 100% radiolúcida y compatible con rayos X, Resonancia Magnética y tomografía computerizada
- **Segura:** El espacio de 15 cm que deja el sistema de poleas asegura una correcta tensión y previene de cualquier sobre-presión en la persona politraumatizada
- **Efectiva:** La TPOD ha sido probada para conseguir la fijación definitiva en la reducción de la diástasis del pubis
- **Ajustable:** Talla única que se ajusta a la mayoría de las anatomías con posibilidad de utilizar dos para pacientes con obesidad mórbida. A su vez, la compresión realizada se puede ajustar en cada momento, en cada paciente
- **Dureza:** Realizado en un material nuevo más resistente para entornos hostiles dónde la resistencia de los materiales es necesario

FICHA DE PRODUCTO

- **Compacta:** Empaquetado compacto que permite su fácil almacenamiento y su rápida apertura
- **Sin Látex:** Correa de tela no metálica
- **Cierre Circunferencial:** Comprime uniformemente alrededor de la pélvis, con una presión simétrica y equilibrada gracias a la anchura del Sistema de Poleas
- **La Tira:** Se adhiere fácilmente a la propia faja aplicando su correcta compresión, sin perder su presión
- **Cierre Simétrico:** Efectivo en la reducción y control de las fracturas de pelvis, las hemorragias y el dolor, transfusiones, morbilidad y además reduce también la estancia media de hospitalización
- **Historial:** posee un espacio para escribir el historial del herido con el fin de poder documentar fecha y hora de su colocación y utilización
- **Reutilizable:** Siempre que los protocolos locales garanticen una no trasfusión de patologías

Características Técnicas

- 100% nylon cepillado en tela
- Dimensiones T-PODC: 144,5 cm largo x 21 cm ancho x 7 mm de grosor
- Peso: 123 gr.
- Color: Negro Completo
- Embalaje Exterior: 100% Polietileno
- NSN # 6515-01-526-1175

