

EVAC + CHAIR 300H-AM5 EXC

La silla de evacuación Evac+Chair 300H-AM5 es ligera y cuenta con doble agarre antideslizante, asiento rediseñado y un cinturón que proporciona una evacuación segura y cómoda para el pasajero. Con una capacidad de 182 kg, es la mejor opción para evacuaciones con un solo operario. El modelo AMB está indicado para ambulancias.

CARACTERÍSTICAS:

1 Doble agarre que mejora la sujeción en el traslado.

2 Base antideslizante para una mayor sujeción cuando se levantan las ruedas traseras.

3 Asiento rediseñado que aumenta la comodidad para el pasajero.

4 Sistema de correas exclusivo para un mejor control de la velocidad.

5 Resposacabezas rediseñado para adaptarse a los agarres.

6 Cinturón reforzado, que mejora la seguridad y su durabilidad.

7 Soporte de ruedas traseras resituado para incrementar la estabilidad.

8 Ruedas de 100 mm mejoradas y más resistentes, para un uso más prolongado.

9 Instrucciones y guía de usuario más sencillas.



INCLUYE:

- Guía de usuario.

ESPECIFICACIONES:

Altura	1100 mm*	1350 mm
Ancho	520 mm*	520 mm
Fondo	210 mm*	810 mm
Peso	9.5 kg	-
Capacidad	182 kg	-
Ángulo escalón	28°-40°	-

(*) plegada.