

Simulador de parto PRO P90 de 3B Scientific

Detalles del producto



Weight	7.35 kg
Brand	3B Scientific
Artículo No.	P90P [1020333]

- Con este artículo, el envío nacional es gratuito.
- Este producto tiene una garantía de 3 años.

Descripción

Simulación obstétrica para potenciar los efectos de la práctica:

Simulador de parto PRO P90 de 3B Scientific® ha sido desarrollado para la práctica de competencias en partos normales y complicados y para las urgencias obstétricas. Se ha comprobado que la simulación obstétrica potencia los efectos de la práctica de las competencias relacionadas con el parto, el respeto de los protocolos y la reacción en situaciones de emergencia.

Evaluación y manipulación de las posiciones fetales:

Las complicaciones en el parto son generalmente menos habituales cuando se detectan las posiciones o presentaciones fetales anómalas antes del inicio del proceso. Mediante la simulación obstétrica, los estudiantes aprenderán a detectar posiciones y presentaciones anómalas y la manera de utilizar las técnicas manuales para asistir al proceso. La práctica de las maniobras manuales de asistencia al parto (como Leopold o Pinard) es necesaria para aplicar las medidas correctas durante partos complicados. Además, los estudiantes aprenderán cuándo aplicar intervenciones de emergencia obstétrica (como la cesárea). El Simulador de parto P90 PRO de 3B Scientific® permite visualizar cómo afectan las maniobras manuales al feto en el útero y

practicar las siguientes competencias y técnicas para el parto:

- Parto vaginal normal
- Parto normal de cordón umbilical y placenta
- Palpación y evaluación de la posición y la presentación fetal
- Diagnóstico de todas las posiciones y presentaciones fetales normales y anómalas (cara, cuello, ceja) para representar alumbramientos tanto rutinarios como difíciles
- Manipulación intrauterina del feto
- Demostración y gestión de distocia de hombros (canal de parto y huesos pélvicos adaptables)
- Partos en posición podálica (completa, incompleta o modo pie y franca)
- Palpación de las características de las fontanelas fetales
- Alumbramiento completo e incompleto de la placenta
- Demostración de la placenta previa: total, parcial y marginal
- Prolapso del cordón umbilical
- Cordón umbilical nual

- Parto por cesárea con incisión
- Rotura artificial de membranas (RAM, amniotomía)
- Pinzamiento y corte del cordón umbilical
- Succión simulada de la boca y la nariz del bebé
- Maniobra de Leopold
- Maniobra de Pinard
- Maniobra de Mauriceau
- Maniobra de Praga
- Maniobra de Woods
- Rubin

El Simulador de parto P90 de 3B Scientific® ofrece las siguientes características para la enseñanza y la práctica obstétrica efectivas.

- Feto totalmente articulado con boca abierta, cabeza inclinable, escápula y fontanelas anatómicamente correctas.
- Torso inferior femenino adulto a tamaño real, puntos de referencia anatómicamente correctos como pelvis, cavidad pélvica y columna vertebral
- Sistema de parto manual para controlar la rotación y la velocidad del nacimiento del feto
- Postura fácilmente modificable del feto durante el proceso del parto que incluye el descenso, la flexión, la extensión, la rotación interna y externa y la restitución
- Útero con posicionamiento correcto del feto, pieza hinchable que eleva el feto para realizar la maniobra de Leopold
- Piezas fácilmente intercambiables que se colocan mediante clavijas, por lo que se requieren herramientas
- Base antideslizante y asas para una mejor sujeción sobre la mesa
- Correa de fijación para la mesa o la cama

Todos los consumibles y piezas de repuesto están disponibles aquí. El Simulador de parto P90 PRO de 3B Scientific® se puede ampliar fácilmente con el [Entrenador de evaluación de las fases del parto P94 de 3B Scientific®](#).

Contenido de la entrega:

- Simulador de parto PRO de 3B Scientific®
- Cubierta del estómago acolchada desmontable con inserción avanzada de cesárea
- Inserción de útero hinchable para la maniobra de Leopold con cubierta que permite realizar incisiones para practicar la cesárea
- Canal de parto (porción, cérvix, vulva)
- Correa de sujeción
- Lubricante
- Líquido amniótico y 100 inserciones
- Kit de montaje
- Bebé fetal totalmente articulado
- Cordón umbilical
- Placenta

El Simulador de parto P90 de 3B Scientific® está fabricado en vinilo blando (duro en estructuras internas) y caucho de silicona. Es fácil de limpiar y todas las piezas se sustituyen rápidamente sin necesidad de herramientas (montaje mediante clavijas).

	Simulador de parto	Original Childbirth® Simulador de parto	Simulador de parto PRO P90 de 3B Scientific	Simulador de parto OB Susie®	Erweiterter Simulator OB Susie®
Item No.	1000002	1005790	1020333	1013558	1019303
<u>Bebé</u>					
Feto	feto con fontanelas y suturas craneales	feto articulado masculino y femenino	feto articulado masculino con fontanelas	feto articulado	feto articulado

Palpación de fontanelas fetales
Sonidos cardíacos audibles maternos y neonatales

- - - -

Parto

Mecanismo de parto manual manual manual manual automático

Parto completo, directo e incompleto de nalgas

Parto por cesárea

-

Parto con placenta completa e incompleta

solo completa

solo completa

solo completa

solo completa

Ruptura artificial de membranas (AROM)

-

-

-

-

Manipulación intrauterina

-

Prolapso de cordón y placenta previa

Maniobras

Ritgen

-

-

Leopold

Pinard y Prague (de nalgas)

-

Mauriceu-Smellie-Veit (de nalgas)

-

-

Rubin y Wood (distocia de hombros)

-

-

Posparto

Episiotomía

-

-

-

Masaje del fondo uterino

-

-

Útero pantanoso

mediante módulo opcional

Hemorragia posparto (PPH)

-

mediante módulo opcional

mediante módulo opcional 1021567

-

Pinzamiento y corte del cordón umbilical

-

-

