

MS4200

BÁSCULA PARA BEBÉS CON BANDEJA EXTRAÍBLE



Bolsa de transporte



Tallímetro infantil



Nivel de burbuja



Pies ajustables



La báscula electrónica para bebés MS4200 cuenta con bordes inclinados para sujetar a los bebés de forma segura y cómoda durante el pesaje. Altamente precisa, esta báscula puede registrar incluso los cambios más pequeños en el peso del bebé. Se puede acoplar un tallímetro infantil opcional para medir la altura y los datos de peso pueden transferirse de forma inalámbrica a una impresora. La bandeja de medición se puede quitar fácilmente, lo que permite pesar también a niños pequeños.

Funciones

- Hold
- Tara
- BMIF (Función de Ingesta de Leche de Materna)

Características

Pantalla	LCD dual (vista frontal y trasera)
Capacidad	20 kg
Precisión	5 g < 10 kg > 10 g
Dimensiones totales	560 x 325 x 145 mm
Dimensiones plataforma	325 x 310 x 50 mm
Dimensiones bandeja	560 x 290 x 65 mm
Transferencia de datos	Inalámbrica (opcional)
Alimentación	6 Pilas AA / Adaptador de corriente
Peso	4,3 kg

Accesorios opcionales

10095	Tallímetro infantil	HM80D
10196	Tallímetro infantil	HM80M
10175	Bolsa de transporte	AR-2491