

Crystall Airway



- Fabricado en PVC – Libre de DEHP y BPA.
- Exento de Látex.
- Protector laríngeo suave y atraumático que evita lesiones y asegura una fácil colocación y evita fugas.
- El almohadillado está reforzado con una pared más gruesa para que el dispositivo pueda insertarse más cómodamente.
- El lumen de inflado está ergonómicamente integrado en la pared del tubo de ventilación.
- Estéril
- Un sólo uso.
- Disponible en 7 tallas, cada una con su código de color.

Referencia	Talla	Peso del paciente (kg)	Volumen máximo del balón (ml)	Presentación
KM-817	5	> 70	48	10
KM-827	4	50/70	35	10
KM-837	3	30/50	20	10
KM-847	2,5	20/30	15	10
KM-857	2	10/20	10	10
KM-867	1,5	5/10	7	10
KM-877	1	< 5	5	10

FLEXCAM reforzada



- Fabricado en PVC – Libre de DEHP y BPA.
- Exento de Látex.
- Disponible en 5 tallas, cada una con su código de color.
- PVC con refuerzo metálico
- Un solo uso
- Estéril

Referencia	Talla	Peso del paciente (kg)	Volumen máximo del balón (ml)	Presentación
KM-818	5	> 70	48	10
KM-828	4	50/70	35	10
KM-838	3	30/50	20	10
KM-848	2,5	20/30	15	10
KM-858	2	10/20	10	10

MASCARILLAS LARÍNGEAS

- CONTOUR PLUS
- CONTOUR
- CRISTAL AIRWAY MASK
- FLEXCAM



CONTOUR PLUS - CURVA ANATÓMICA CON ACCESO GÁSTRICO



- Fabricado en PVC – Libre de DEHP y BPA.
- Exenta de Látex.
- El suave y atraumático protector laríngeo evita lesiones y asegura una excelente colocación y ventilación
- La almohadilla de sellado dispone de unas aletas laterales reforzadas que facilitan la inserción y la colocación de la mascarilla.
- Almohadilla de diseño anatómico.
- Anillos de protección.
- El acceso gástrico de salida central, permite un manejo mas seguro del contenido gástrico.
- Puede utilizarse para la intubación directa de TET estándar, con asistencia de un fibroscopio flexible para un control visual.
- Bloque anti-mordedura.
- Curvatura anatómica de segunda generación para un fácil manejo.
- Estéril.
- Un sólo uso.
- Disponible en 8 medidas, cada una de ellas con su código de color.
- Cubierta protectora para el almohadillado.

Referencia	Medida	Indicación Peso de paciente (kg)	Volumen máximo del balón (ml)	Medida del cateter para acceso gástrico	Caja de Dispensación
KM-815	6	>100	65	14 CH	10
KM-825	5	70/100	60	14 CH	10
KM-835	4	50/70	35	14 CH	10
KM-845	3	30/50	22	14 CH	10
KM-855	2,5	20/30	14	10 CH	10
KM-865	2	10/20	10	10 CH	10
KM-875	1,5	5/10	7	6 CH	10
KM-885	1	< 5	4	6 CH	10

CONTOUR - CURVA ANATÓMICA



- Fabricado en PVC – Libre de DEHP y BPA.
- Exenta de Látex.
- El suave y atraumático protector laríngeo evita lesiones y asegura una excelente colocación y ventilación
- El almohadillado está reforzado con una pared más gruesa para que el dispositivo pueda insertarse más cómodamente.
- Almohadilla de diseño anatómico.
- Anillos de protección.
- Bloque anti-mordedura.
- Curvatura anatómica de segunda generación para un fácil manejo.
- Estéril.
- Un sólo uso.
- Disponible en 8 medidas, cada una de ellas con su código de color.
- Cubierta protectora para el almohadillado.

Code	Size	Patient's weight (kg)	Cuff maximum volume (ml)	Items per box
KM-816	6	>100	65	10
KM-826	5	70/100	60	10
KM-836	4	50/70	35	10
KM-846	3	30/50	22	10
KM-856	2,5	20/30	14	10
KM-866	2	10/20	10	10
KM-876	1,5	5/10	7	10
KM-886	1	< 5	4	10